

# 室内空气中化学物質測定 サンプルング方法（パッシブ方式）

## サンプルング前に行うこと

- 弊社よりお送りしたパッシブサンプラーは使用直前まで冷蔵庫で保存してください。
  - 測定対象室内の戸棚・引き出しの扉，ドア，窓を開放して **30 分換気** して下さい。
  - 測定対象室内の喚起が終了後、室内の戸棚・引き出しの扉等を締め切り、**5 時間以上密閉状態** にして下さい。
- ※喚起終了後からサンプルング終了後まで、測定対象室内への入室を禁じて下さい。


## サンプルング

- 以下の条件で、測定対象室内の中心部に、パッシブサンプラーを設置して下さい。
    - ・ **壁から 1m 以上離して下さい。**
    - ・ **床上 1.2～1.5m の高さに設置して下さい。**  
※保育施設等：乳児対象は床上 30 cm、3 歳児対象は床上 60 cm
    - ・ 天井（照明器具、エアコン吹き出し口等）から吊るすか、三脚・脚立等を利用して吊るして設置して下さい。
- ※採取中、常時換気システムは稼働させたままで結構です。


- **採取時間は 8～24 時間で行って下さい。**  
(可能な限り **14：00～15：00 を含むよう設定して下さい。**)

※ タバコの煙、塗料・接着剤成分などは、シックハウスの測定結果に多大な影響を及ぼしますので、パッシブサンプラーを設置される方は、設置直前にこれらに接触されないようご注意ください。

※サンプルング終了後まで、測定中測定対象室内への入室を禁じて下さい。



天井から吊るした場合



三脚・脚立等を利用した場合

## サンプルング終了後

- パッシブサンプラーを銀色の袋に入れて密封します。
  - 「室内空気環境測定記録」及び「検査依頼書」に必要事項を記入して下さい。
  - 「パッシブサンプラー」、「室内空気環境測定記録」、「検査依頼書」を弊社宛にクール便（チルド便）でご返送ください。なお、すぐに発送ができない場合には、冷蔵庫で保存して下さい。
- ※検体は月～金曜日（祝日を除く）に到着するようにお送り下さい。

## お支払い方法

お支払いは、前払い（お振込み）をお願いします。

ご依頼を頂いた段階で、弊社よりお振込みの情報または用紙を郵送・FAX・e-mail させていただきますので、到着後に御入金をお願い致します。 ご入金を確認後、採取キットのセットをお送りさせていただきます。なお、試料託送を「ゆうパック」で取扱って頂きますと、託送料金は、全て無料になります（「ゆうパック」以外での取り扱いは有料となりますので、ご注意下さい）。